

10 Jeśli defibrylacja nie jest zalecana lub jeśli przeprowadzono defibrylację, „Rozpocznij RKO”

Podczas uciskania klatki piersiowej urządzenie ZOLL AED 3 będzie emitowało komunikaty asystenta Real CPR Help® w celu zapewnienia prawidłowych uciśnień RKO.

1 Włącz urządzenie AED



2 „Sprawdź odruchy”



3 „Wezwij pomoc”



4 „Udrożnij drogi oddechowe”



5 „Sprawdź oddech”



6 „Jeśli to dziecko, naciśnij przycisk Dziecko”



7 „Przymocuj elektrody do klatki piersiowej pacjenta”



8 „Nie dotykaj pacjenta. Analizowanie”



9 Jeśli zalecana jest defibrylacja, „Naciśnij migający przycisk defibrylacji”

